

SK-L180-Pro

Многофункциональный
возвратно-поступательный
обесцвечивающий шейкер

SK-L180-S

Интеллектуальный возвратно-
поступательный
обесцвечивающий шейкер



SK-L180-Pro



SK-L180-S

Особенности и преимущества

- Линейное возвратно-поступательное движение
- Максимальная нагрузка L330 составляет 7,5кг, а L180 — 2,5 кг (включая зажимы)
- Два LCD-дисплея для отображения времени и скорости
- Регулировка скорости от 100 до 350 об/мин
- Бесщеточный постоянный ток, не требует обслуживания
- Защита от избыточных оборотов для безопасности
- Множество вариантов платформ и зажимов

Области применения

Можно использовать для постоянного перемешивания чашек Петри, колб, флаконных бутылок и т.д. Подходит для реакций с аэрацией и экстракционных приложений. Может использоваться в климатических шкафах или инкубаторах с углекислым газом.



Функция таймера

Технические характеристики	SK-L180-Pro	SK-L180-S
Амплитуда	4мм	20мм
Максимальная нагрузка (включая зажимы)	2,5кг	2кг
Тип двигателя	Бесщеточный постоянный ток	Бесщеточный постоянный ток
Входная мощность двигателя	28вт	16вт
Выходная мощность двигателя	15вт	10вт
Диапазон скорости	100-350 об/мин	40-200 об/мин
Отображение скорости	ЖК-дисплей	Светодиодный дисплей
Отображение таймера	ЖК-дисплей	Светодиодный дисплей
Диапазон установки времени	1 мин - 99 ч 59 мин	1 мин - 99 ч 59 мин
Напряжение	100-240В, 50/60Гц	100-240В, 50/60Гц
Мощность	30вт	20вт
Вес	8,1кг	3,4кг
Допустимая температура и влажность окружающей среды	5-40°C, 80%RH	5-40°C, 80%RH
Размеры [длина × ширина × высота]	300X340X100мм	294X348X130мм
Степень защиты корпуса	IP21	IP21
Данные интерфейса	RS232	—